



BECKER

Mobiles Regalsystem

INFORMATION

2-1

2014

Becker Mobiles Regalsystem

Alles übersichtlich und schnellstens griffbereit gelagert, transportiert und bereitgestellt: Mit den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten des Mobiles Regalsystems von Becker behalten Sie den Überblick über die vielfältigen Materialien und Sterilprodukte, die Sie für die Station, den OP, die Zentralsterilisation und alle Funktionsbereiche benötigen.

Das Regalsystem unterstützt Sie – zeit- und raumsparend – bei allen Arbeitsabläufen. Es ist modular und flexibel strukturiert. Sie selbst bestimmen, wie Sie die einzelnen Module passend an Ihre Arbeitsbedürfnisse optimal anordnen.

Mit dem kombinierbaren und über lange Jahre lieferbaren Zubehör zu Wandhakenleisten und Hakenwagen – können Sie – den Arbeitsplatz jederzeit ideal an sich verändernde Arbeitsbedingungen anpassen.



Mobiles Regalsystem: Montageabstände 530 – 150 – 530 mm



130431 – Register 3



130600 – Register 3



Wandregalsystem 900 – Seite 2-1.11 – Alle Zubehörteile zum Wandregalsystem 900 sind mindestens 895 mm breit. Eine Kombination mit dem Mobilem Regalsystem (~ 600 mm breit) ist nur sehr eingeschränkt möglich.



110488 – Register 1

Material

Alle Elemente werden, wenn nicht anders angegeben, aus pflegeleichtem und hygienestarkem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) hergestellt. Drahtteile sind elektrolytisch poliert und gratfrei verarbeitet.



ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>System-Hakenwagen Mit Hakenpaaren zum Einhängen von Sterilgutkörben und Systemhalterungen. Gefertigt aus Chromnickelstahl-Quadratrohr 25 x 25 mm, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304). Fahrbar auf vier elektrisch leitfähigen Lenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Doppelkugellager, Fadenschutz und Wandabweisern.</p> <p>Hakenwagen einseitig mit 3 Hakenpaaren [600 x 500 x 1450 mm] mit 4 Hakenpaaren [600 x 500 x 1850 mm]</p> <p>Hakenwagen beidseitig mit insgesamt 6 Hakenpaaren [600 x 675 x 1450 mm] mit insgesamt 8 Hakenpaaren [600 x 675 x 1850 mm]</p>	<p>120010</p> <p>120015</p> <p>120020</p> <p>120025</p>
	<p>System-Wandhakenleisten Mit angeschweißten Haken zur Aufnahme von Sterilgutkörben und Systemhalterungen. Gefertigt aus Chromnickelstahl-Rechteckrohr 30 x 15 mm, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), mit Kunststoffendkappen und Befestigungsmaterial zur Wandmontage.</p> <p>Wandhakenleistenpaar Hakenabstand 350 mm für 1-StE-Korbhöhe 700 mm lang, mit je Leiste 2 Haken 1050 mm lang, mit je Leiste 3 Haken 1400 mm lang, mit je Leiste 4 Haken 1750 mm lang, mit je Leiste 5 Haken</p> <p>Wandhakenleistenpaar Hakenabstand 220 mm für 1/2-StE-Korbhöhe 930 mm lang, mit je Leiste 4 Haken 1650 mm lang, mit je Leiste 7 Haken</p>	<p>120040</p> <p>120045</p> <p>120050</p> <p>120055</p> <p>120070</p> <p>120075</p>





ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Sterilgutkörbe und Trenngitter aus Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet, geschlossene Drahtschlaufen.</p> <p>StE-Körbe Drahtschlaufen mittig unter Oberrahmen geschweißt, Bodenrahmen als Stapelrahmen ausgebildet, TÜV-geprüft. Ausführung nach DIN 58952</p> <p>Stärke Drahtrahmen: oben 6 mm / unten 5 mm Stärke Drahtgeflecht: senkrecht 2,5 mm / waagrecht 3 mm Maschenabstand: Boden: 20 x 20 mm Seite: 1/2-StE: 20 x 35 mm / 1- und 2-StE: 20 x 40 mm</p> <p>Belastbarkeit: 1/2-StE-Korb ca. 20 kg, 1-StE-Korb + 2-StE-Korb ca. 30 kg</p>	
	<p>1/2-StE-Korb 575 x 280 mm, 135 mm hoch</p> <p>1/2-StE-Korb mit Eingriffsschräge 575 x 280 mm, 135 mm hoch</p> <p>1-StE-Korb 575 x 280 mm, 265 mm hoch</p> <p>1-StE-Korb mit Eingriffsöffnung 300 x 120 mm 575 x 280 mm, 265 mm hoch</p> <p>2-StE-Korb 575 x 560 mm, 265 mm hoch</p> <p>Körbe in anderen Maßen auf Anfrage.</p>	<p>120100</p> <p>120110</p> <p>120120</p> <p>120130</p> <p>120140</p>
	<p>Trenngitter</p> <p>für 1/2-StE-Korb [280 x 120 mm]</p> <p>für 1/2-StE-Korb mit Eingriffsschräge [255 x 120 mm]</p> <p>für 1-StE-Korb und 1-StE-Korb mit Eingriffsöffnung [280 x 240 mm]</p>	<p>120103</p> <p>120113</p> <p>120123</p>
	<p>Beschriftungsfeld zum einfachen Aufstecken</p> <p>für 1/2-StE-Korb [100 x 80 mm]</p> <p>für 1-StE-Korb und 2-StE-Korb [100 x 100 mm]</p>	<p>120116</p> <p>120146</p>
	<p>Schrägstellpaar zum Schrägstellen eines Sterilgutkorbes [35 x 50 x 115 mm]</p> <p>Siebschalen, PP-Abwurfschalen, Schmutzsieb siehe Register/Prospekt 5</p>	<p>120160</p>




ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Container-Halterungen zum Einhängen von Systemkunststoff- und Drahtcontainer, aus Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304).</p>	
	<p>Containerhalterung (ohne Container) für 3 Container Gr. 3 [580 x 40 x 250 mm] für 4 Container Gr. 4 [580 x 40 x 180 mm] für 5 Container Gr. 5 [580 x 40 x 110 mm]</p> <p>Container-Combihalterung (ohne Container) für 5 Container Gr. 5 und 4 Container Gr. 4 [580 x 40 x 300 mm] für 10 Container Gr. 5 [580 x 40 x 220 mm]</p>	<p>120200 120203 120206 120210 120213</p>
	<p>KST-Systemcontainer aus Polyethylen, temperaturbeständig bis 80°C, stapelbar und in Containerhalterung einhängbar.</p> <p>Farben: – blau für nicht sterilisierte Artikel – grün für sterilisierte Artikel – andere Farben auf Anfrage.</p> <p>Größe 3, 210 x 350 mm, 200 mm hoch blau grün</p> <p>Größe 4, 150 x 230 mm, 125 mm hoch blau grün</p> <p>Größe 5, 100 x 170 mm, 75 mm hoch blau grün</p>	<p>120230 120231 120240 120241 120250 120251</p>
	<p>Sichtscheibe und Deckel, transparent</p> <p>für Kunststoffcontainer Gr. 3 für Kunststoffcontainer Gr. 4 für Kunststoffcontainer Gr. 5</p>	<p>120235 120245 120255</p>
	<p>Draht-Systemcontainer aus Chromnickelstahl, geschlossene Drahtschlaufen. Stapelbar und in Containerhalterung einhängbar.</p> <p>Größe 3, 210 x 350 mm, 200 mm hoch Größe 4, 150 x 230 mm, 125 mm hoch Größe 5, 100 x 170 mm, 75 mm hoch</p>	<p>120270 120273 120276</p>






ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
 <p>120305</p>	<p>Systemspender aus Chromnickelstahl Spendergehäuse aus Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) mit eingesetzten Kunststoff-Behältern (inkl. Etiketten) zur Bereithaltung von Spritzen, Kanülen und Kleinmaterialien. Eine Montage direkt an der Wand (abnehmbar) ist möglich.</p>	
 <p>120320</p>	<p>Spritzenspender mit 3 Kippbehältern [610 x 240 x 265 mm] mit 3 Behältern nach First-in/First-out-Prinzip [610 x 240 x 265 mm]</p>	<p>120300 120305</p>
 <p>120340</p>	<p>Kanülen- und Kleinteilespender mit 4 Kippbehältern [610 x 210 x 230 mm] mit 5 Kippbehältern [610 x 170 x 190 mm] mit 5 Behältern nach First-in/First-out-Prinzip [610 x 190 x 190 mm]</p>	<p>120310 120320 120325</p>
	<p>Kombispender in zwei Reihen, mit 8 Kippbehältern [610 x 210 x 455 mm]* mit 10 Kippbehältern [610 x 170 x 365 mm]* mit 10 Behältern nach First-in/First-out-Prinzip [610 x 190 x 365 mm]*</p>	<p>120330 120340 120345</p>
	<p>* Einschränkung bei der Nutzung des darüber befindlichen Hakenpaares.</p>	
 <p>120360</p>	<p>Systemspender aus Kunststoff Kunststoffgehäuse sandfarben mit kipp- und arretierbaren Klarsichtboxen (inkl. Etiketten) aus transparentem ABS. Eine Montage direkt an der Wand (abnehmbar oder fix) ist möglich. Bitte teilen Sie uns mit, wo Sie den Spender montieren möchten.</p>	
 <p>120385</p>	<p>KST-Systemspender mit 3 Kippbehältern [600 x 205 x 245 mm] mit 3 Behältern nach First-in/First-out-Prinzip [600 x 205 x 245 mm] mit 4 Kippbehältern [600 x 175 x 210 mm] mit 5 Kippbehältern [600 x 135 x 170 mm] mit 5 Behältern nach First-in/First-out-Prinzip [600 x 155 x 170 mm]</p>	<p>120360 120365 120370 120380 120385</p>
	<p>Klappfach für Kleinteile (nach First-in/First-out-Prinzip) integriert im Wandschrank, siehe Register/Prospekt 8</p>	







ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Ablagebord mit Konsole</p> <p>675 x 350 mm, 205 mm hoch 675 x 450 mm, 240 mm hoch 675 x 600 mm, 275 mm hoch</p>	<p>120400 120403 120406</p>
	<p>Schuhhalterung aus Draht zur Aufnahme von 6 Paar Schuhen [600 x 190 x 265 mm]</p>	<p>120430</p>
	<p>Schuhregal aus Draht [600 x 320 x 270 mm]</p> <p>OP-Schuhregal für 24 Paar Schuhe (fahrbar oder wandhängend) siehe Register/Prospekt 3</p>	<p>120435</p>
	<p>Ablage für OP-Zubehör Stahlblech pulverbeschichtet – Farbe wählbar nach Becker-Farbauswahl [610 x 400 x 330 mm]</p>	<p>120450</p>
	<p>Universalablage [610 x 330 x 180 mm]</p> <p>Chromnickelstahl 120460</p> <p>Stahlblech pulverbeschichtet – Farbe wählbar nach Becker-Farbauswahl 120465</p>	<p>120460 120465</p>
	<p>Wäschesackhalterung mit Spezial-Haftring [580 x 270 x 180 mm]</p>	<p>120475</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Handschuhspender für sterile Handschuhe mit 3 Fächern für jeweils ca. 50 Paar Handschuhe [580 x 320 x 265 mm]</p>	120480
	<p>Handschuhspender für unsterile Handschuhe tiefenvariabel, passend für 3 Packungen gängiger Handschuhkartons, mit Einhängehalterung [550 x 115 x 335 mm]</p>	120490
	<p>Handschuhspender für 5-6 Kartons unsteriler Handschuhe max. Kartongröße: 135 x 255 (min. 220) x 90 mm Eine Montage direkt an der Wand (abnehmbar) ist möglich. [675 x 120 x 290 mm] (ohne Kartons)</p>	
	aus Chromnickelstahl	120500
	aus Stahlblech pulverbeschichtet nach Becker-Farbauswahl	120505
	Handschuhspender für 1 bis 3 Packungen zur direkten Wandmontage siehe Register/Prospekt 1	
	<p>Nahtmaterialregal zur Aufnahme von 20 handelsüblichen Nahtmaterialboxen [600 x 165 x 290 mm]</p>	120530
	<p>Nahtmaterialregal aus Draht mit 2 Ablageebenen (für 10 Boxen) [605 x 135 x 185 mm]</p>	120540
	mit 4 Ablageebenen (für 20 Boxen) [605 x 135 x 365 mm]	120545
	<p>Nahtmaterialschränk 657 x 230 mm, 550 mm hoch mit Glasflügeltürenpaar, 5 Zwischenböden zur Aufnahme von 30 handelsüblichen Nahtmaterialboxen (für Hakenwagen ungeeignet)</p>	
	<p>aus Stahlblech pulverbeschichtet Farben wählbar nach Becker-Farbauswahl zur direkten Montage an Wand</p>	120550
	zum Einhängen in Hakenleiste (Nutzung des darunterliegenden Hakenpaares nicht möglich)	120555
	<p>aus Chromnickelstahl zur direkten Montage an Wand</p>	120560
	zum Einhängen in Hakenleiste (Nutzung des darunterliegenden Hakenpaares nicht möglich)	120565

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schlauch- und Bauchtuchhalterung mit 11 Haken [550 x 45 x 185 mm]</p>	120580
	<p>Schlauch- und Bauchtuchhalterung aus Draht mit 11 Haken [600 x 120 x 185 mm]</p>	120585
	<p>Mehrzweckhalterung mit Profil-Norm-Schiene für OP-Zubehör oder Anästhesiegeräte [615 x 50 x 180 mm]</p>	120590
	<p>Urinflaschenablage bis 5 Stück [580 x 230 x 230 mm]</p>	120600
	<p>Urinflaschenablage aus Draht bis 4 Stück [560 x 260 x 270 mm]</p>	120605
	<p>Steckbeckenablage [610 x 360 x 180 mm]</p>	120610
	<p>Steckbeckenablage aus Draht deutsche Ausführung [560 x 280 x 180 mm]</p>	120615
	<p>Schreibpult mit darunterliegendem Ablagefach [580 x 400 x 240 mm]</p>	120620

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	Halterung für Abtropfschale (ohne Schale) [550 x 325 x 60 mm]	120630
	Halterung für Abtropfschale mit darunterliegender Deckelablage (ohne Abtropfschale und Deckel) [550 x 320 x 305 mm]	120635
	Abtropfschale – GN-Behälter nahtlos tiefgezogen in Chromnickelstahl 1.4301, geeignet zum Verschluss mit Flachdeckel 530 x 325 mm, 100 mm hoch	120640
	530 x 325 mm, 150 mm hoch	120643
	530 x 325 mm, 200 mm hoch	120646
	Deckel mit Griffmulde für Abtropfschale 530 x 325 mm	120649
	Containerablage mit darunterliegendem Deckeleinschub für Containerdeckel 60/30 [590 x 290 x 260 mm]	120650
	Anhängeleiste mit 8 Haken für folienverpackte Sterilgüter mit Öse, Haken-Nutzlänge 160 mm [555 x 195 x 75 mm]	120520
	Papierablage aus Draht für Sterilverpackungspapier [560 x 255 x 310 mm]	120670
	Halterung für Folienrollen mit max. 240 mm Rollendurchmesser [630 x 270 x 195 mm]	120705
	Rollenhalterung mit Schneidvorrichtung Rollendurchmesser max. 300 mm [630 x 370 x 280 mm]	120710

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Wandhakenleistenpaar 900 vertikaler Hakenabstand 220 mm Mit angeschweißten Haken zum Einhängen von nachfolgendem Zubehör. Gefertigt aus Chromnickelstahl-Rechteckrohr 40 x 20 mm, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), mit Kunststoffendkappen und Befestigungsmaterial zur Wandmontage.</p> <p>760 mm lang, mit je Leiste 3 Haken 1200 mm lang, mit je Leiste 5 Haken</p>	<p>121030 121035</p>
	<p>Ablagebord 895 x 290 mm, 145 mm hoch*</p> <p>* Um eine fortlaufende Ablagefläche zu erhalten, sind die Hakenleistenpaare ohne Abstand zueinander zu montieren.</p>	<p>121060</p>
	<p>Draht-Ablageebene 895 x 290 mm, 150 mm hoch 895 x 390 mm, 150 mm hoch</p> <p>Drahtteiler für Ablageebene 290 mm tief für Ablageebene 390 mm tief</p>	<p>121080 121085 121083 121086</p>
	<p>Drahtkorb 1045 x 560 mm, 400/180 mm hoch**</p> <p>Drahtteiler für Korb 560 mm tief</p> <p>** 180 mm Montageabstand zwischen Hakenleistenpaaren beim Einsatz von Körben nebeneinander.</p>	<p>410 67 110 410</p>
	<p>Containerhalterung für 5 Container Gr. 4 (ohne Container) [890 x 40 x 180 mm]</p> <p>KST- und Drahtcontainer siehe Seite 2-1.5</p>	<p>121170</p>
	<p>Sortierrack mit 8 Haken [900 x 170 x 120 mm]</p>	<p>121220</p>
	<p>Rollenhalterung mit Schneidvorrichtung Rollendurchmesser max. 250 mm [895 x 305 x 170 mm]</p>	<p>121260</p>



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Medizintechnik in Kliniken und Krankenhäusern.

Design, individuelle Möglichkeiten der Farbgebung und ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erlauben eine optimale Raumausnutzung. Ein auf Ihren Bedarf abgestimmtes logistisch durchdachtes Konzept entsteht.



Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49(0)8562 9605-0
Telefax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

BECKER EINRICHTUNGEN

- für die Station
- für den OP
- für die ZSVA
- für alle Funktionsräume