



## Liegen (2-teilig)



Symbolfoto



Symbolfoto



Symbolfoto



Symbolfoto

- Abmessungen: Länge: 200 cm  
Breite: 65 cm (80 cm auf Anfrage)
- Hydraulische oder elektrische Höhenverstellung zwischen 45 und 90 cm, beidseitig bedienbar
- Liegefläche 2-teilig, Länge des Kopfteil 45 cm, Kopfteil verstellbar von -45° bis +45° mit Gasfederunterstützung
- Maximale Belastung 250 kg
- Zentrales Bremssystem mit Richtungsrollen (Doppellenkrollen kugelgelagert DM 125mm) oder Rollenhubsystem (Lenkrollen kugelgelagert DM 75 mm)
- Robuste Konstruktion aus Stahlrohr pulverbeschichtet, geschlossene und glatte Oberfläche
- Polsterung 60 mm aus med. Kunstleder lt. Farbkarte
- Inkl. Papierrollenhalter an der Kopfseite
- Optional zahlreiches Zubehör



## Liegen (3-teilig)



Symbolfoto



Symbolfoto



Symbolfoto





Symbolfoto

- Abmessungen: Länge: 200 cm  
Breite: 65 cm (80 cm auf Anfrage)
- Hydraulische oder elektrische Höhenverstellung zwischen 45 und 90 cm, beidseitig bedienbar
- Liegefläche 3-teilig: Länge des Kopfteil 45 cm, Kopfteil verstellbar von -45° bis +45° mit Gasfederunterstützung, Fußteil mit Gasfeder zwischen 0° und +45° verstellbar
- Maximale Belastung 250 kg
- Zentrales Bremssystem mit Richtungsrollen (Doppellenkrollen kugelgelagert DM 125mm) oder Rollenhubsystem (Lenkrollen kugelgelagert DM 75 mm)
- Robuste Konstruktion aus Stahlrohr pulverbeschichtet, geschlossene und glatte Oberfläche
- Polsterung 60 mm aus med. Kunstleder lt. Farbkarte
- Inkl. Papierrollenhalter an der Kopfseite
- Optional zahlreiches Zubehör



## Farbkarte

Farbmuster	Farbe	Nummer
	Weiß	F6461198
	Beige	F6461636
	Apricot	F6461458
	Safran	F6461542
	Orange	F6461556
	Feuer	F6461454
	Limone	F6461543
	Agave	F6461273
	Bleu	F6461496
	Atoll	F6461453
	Cyclame	F6461381
	Perle	F6461288
	Schwarz	F6461195